

Anticorpo Policlonale Anti-Aadac Per Wb, Elisa - P22760

Numero articolo: CM0015677

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'AADAC umana (arilacetammide deacetilasi), convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Immunogeno ricombinante (aa 170-399). Utile per studiare l'attività trigliceride lipasi, il metabolismo degli xenobiotici e le vie correlate al fegato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AADAC Rabbit pAb
Note / Alias	DAC; CES5A1; AADAC
Specie	Umana
GeneID (Umana)	13
GeneID	13
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-399 dell'AADAC umana (NP_001077.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P22760
Peso proteico	46 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio