

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Aadat Per Wb, Elisa - Q8N5Z0

Numero articolo: CM0018322



introduzione

AADAT Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio contro l'AADAT umano. Adatto per WB e ELISA, mostra reattività crociata con il ratto e supporta la ricerca sulle aminotransferasi e sul metabolismo della kynurenina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AADAT Rabbit pAb
Note/Alias	KAT2; KATII; KYAT2; AADAT
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	51166
GeneID	51166
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-429 dell'AADAT umano (NP_001273611.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q8N5Z0
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio