

## Anticorpo Policlonale Anti-Aadat Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N5Z0

Numero articolo: CM0013379



### introduzione

L'AADAT Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per le applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva l'AADAT (KAT2/KYAT2) in campioni umani, murini e di ratto, ideale per lo studio delle funzioni dell'aminotransferasi mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | AADAT Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Note/Alias          | KAT2; KATII; KYAT2; AADAT                                                                                                         |
| Specie              | Umano                                                                                                                             |
| Gene ID (Umano)     | 51166                                                                                                                             |
| Gene ID             | 51166                                                                                                                             |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-429 dell'AADAT umana (NP_001273611.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                               |
| SWISS               | Q8N5Z0                                                                                                                            |
| Peso proteico       | 47kDa                                                                                                                             |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                |