


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aak1 Per Wb, Elisa - Q2M2I8

Numero articolo: CM0024199



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'AAK1 umano, validato per Western blotting ed ELISA. Bersaglia la proteina chinasi 1 associata ad AP2, un regolatore dell'endocitosi mediata dalla clatrina. Ideale per la ricerca sull'endocitosi e l'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AAK1 pAb di Coniglio
Specie	Umano
ID Gene	22848
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 450-550 dell'AAK1 umano (NP_055726.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q2M2I8
Peso Molecolare Proteico	103 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio