

Anticorpo Monoclonale Anti-Aamp Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13685

Numero articolo: CM0002613

introduzione

Anticorpo monoclonale Anti-AAMP di coniglio validato per Western blot (WB), immunofluorescenza/immunocitochimica (IF/ICC) e ELISA; reagisce in modo crociato con AAMP di uomo, topo e ratto. Ideale per studi su angiogenesi e migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AAMP Rabbit mAb
Note/Alias	AAMP
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	14
GeneID	14
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 1-100 di AAMP umano (Q13685).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13685
Peso proteico	47 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio