


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aanat Per Wb Ed Elisa - Q16613

Numero articolo: CM0014228



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la serotonina N-acetiltransferasi umana (AANAT) per Western blot ed ELISA. Immunogeno costituito da una proteina ricombinante (aa 1-207). Utile per gli studi sulla biosintesi della melatonina e sul ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AANAT Rabbit pAb
Note/alias	DSPS; SNAT; AANAT
Specie	Uomo
ID genico (uomo)	15
ID genico	15
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-207 della AANAT umana (NP_001079.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q16613
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante