

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aar2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y312

Numero articolo: CM0019338



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-AAR2 di alta qualità, validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con AAR2 umano e murino, un componente dello snRNP U5 essenziale per l'assemblaggio dello spliceosoma e lo splicing dell'pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AAR2 Rabbit pAb
Note/Alias	CGI-23; C20orf4; AAR2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	25980
GeneID	25980
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di AAR2 umano (NP_056326.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Y312
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio