


Anticorpo Policlonale Anti-Aars2 Per Wb, Elisa - Q5Jtz9

Numero articolo: CM0027023



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting AARS2 umano (Alanyl-tRNA sintetasi, mitocondriale), adatto per WB e ELISA. Ideale per lo studio della biosintesi proteica mitocondriale, della modifica e della lattilazione delle proteine. - Q5JTZ9

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AARS2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AARSL; LKENP; COXPD8; MTALARS; MT-ALARS; AARS2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5750505
Gene ID	57505
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 841-985 di AARS2 umano (NP_065796.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q5JTZ9
Peso proteico	107kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio