


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Aars2 Per Wb E Elisa - Q5Jtz9

Numero articolo: CM0026210



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio AARS2 validato per applicazioni WB e ELISA, che rileva l'alanina-tRNA ligasi mitocondriale umana e murina. È coinvolto nella traduzione proteica e nell'inibizione della segnalazione cGAS/STING.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KD] AARS2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	AARSL; LKENP; COXPD8; MTALARS; MT-ALARS
Specie	Uomo
ID Gene	57505
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 491-620 di AARS2 umano (NP_065796.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q5JTZ9
Peso proteico	107kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio