

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aars/Aars1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P49588

Numero articolo: CM0015108



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'alanyl-tRNA sintetasi umana (AARS/AARS1). Validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Rileva le forme nucleari e citoplasmatiche; utile per studi sulla lattilazione delle proteine e sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AARS Rabbit pAb
Note/alias	AARS; TTD8; CMT2N; DEE29; HDLS2; EIEE29
Specie	Uomo
ID del gene	16
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P49588
Peso della proteina	107 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante