


Anticorpo Policlonale Anti-Aatf Per Wb, Elisa - Q9Ny61

Numero articolo: CM0025540



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting AATF (Che-1/DED), validato per Western blotting e ELISA. Reagisce con umano e topo. AATF è una proteina nucleolare coinvolta nella biogenesi dei ribosomi e nella regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AATF Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DED; BFR2; CHE1; CHE-1; AATF
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	26574
Gene ID	26574
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 7-100 dell'AATF umano (NP_036270.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9NY61
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio