


Anticorpo Policlonale Anti-Abca1 Per Wb, If/Icc, Elisa - 095477

Numero articolo: CM0022051



introduzione

ABCA1 Rabbit pAb rileva l'ABCA1 umano (TGD, ABC1, CERP) con reattività crociata verso il topo. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Ideale per studi sull'efflusso del colesterolo e la formazione delle HDL.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ABCA1 Rabbit pAb
Note / Alias	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13; ABCA1
Specie	Umana
ID gene (umano)	19
ID gene	19
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1170-1350 dell'ABCA1 umano (NP_005493.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	O95477
Peso proteico	254 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco