

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Abca1 Per Wb, Elisa - O95477

Numero articolo: CM0012628



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ABCA1 validato per Western blotting (WB) ed ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Targetta l'ATPasi ABCA1 responsabile del trasporto dei fosfolipidi, un regolatore chiave dell'efflusso del colesterolo e della formazione delle HDL, rendendolo adatto alla ricerca sul metabolismo lipidico e sull'aterosclerosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ABCA1 mAb di coniglio
Note/alias	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	19
GeneID	19
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1170-1350 dell'ABCA1 umano (NP_005493.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O95477
Peso della proteina	254 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante