

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Abca1 - 095477

Numero articolo: CM0025277



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'ABCA1 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'efflusso di colesterolo e sulle HDL.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ABCA1 Rabbit pAb
Note/Alias	TGD, ABC1, CERP, ABC-1, HDLDT1, HPALP1, HDLCQTL13, ABCA1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	19
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1870-2120 dell'ABCA1 umano (NP_005493.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	095477
Peso Molecolare Proteico	254 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio