

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Abca12 Per If/Icc, Elisa - Q86Uk0

Numero articolo: CM0021634

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ABCA12 di alta qualità convalidato per immunofluorescenza (IF/ICC) ed ELISA, con reattività crociata con il mouse. Mira al trasportatore di glucosilceramide ABCA12, essenziale per la formazione delle lamelle lipidiche epidermiche e la funzione di barriera cutanea. Ideale per ricerche in dermatologia, trasporto dei lipidi e ittiosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ABCA12 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	LI2; ICR2B; ARCI4A; ARCI4B; ABCA12
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	26154
ID Gene	26154
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2456-2595 dell'ABCA12 umano (NP_775099.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q86UK0
Peso proteico	293kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio