

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Abca2 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Bzc7

Numero articolo: CM0024636

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ABCA2 umano, validato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. ABCA2 è un trasportatore lipidico coinvolto nell'omeostasi del colesterolo e nella formazione della mielina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ABCA2 Rabbit pAb
Note/Alias	ABC2; IDPOGSA; ABCA2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	20
ID Gene	20
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-350 di ABCA2 umano (NP_001597.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BZC7
Peso Proteico	270kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio