

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Abca4 Per Wb, Elisa - P78363

Numero articolo: CM0012846



introduzione

ABCA4 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB ed ELISA, reattivo con campioni umani, murini e di ratto. È diretto contro il trasportatore ABC specifico della retina ABCA4, essenziale per la clearance dei retinoidi nei fotorecettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ABCA4 Rabbit pAb
Note/alias	FFM; RMP; ABCR; RP19; STGD; ABC10; ARMD2; CORD3; STGD1; ABCA4
Specie	Umano
GeneID (umano)	24
GeneID	24
Immunogeno	Proteina ricombinante / proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-300 di ABCA4 umano (NP_000341.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P78363
Peso della proteina	256 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante