


Anticorpo Policlonale Anti-Abca7 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Izy2

Numero articolo: CM0023778



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'ABCA7 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Trasportatore di fosfolipidi implicato nel morbo di Alzheimer e nell'omeostasi lipidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ABCA7 Rabbit pAb
Note/Alias	AD9; ABCX; ABCA-SSN; ABCA7
Specie	Umana
ID gene (Umano)	10347
ID gene	10347
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2010-2146 dell'ABCA7 umano (NP_061985.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q8IZY2
Peso proteico	234kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio