

## Anticorpo Policlonale Anti-Abca8 Per Wb, Elisa - 094911

Numero articolo: CM0021169

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce ABCA8, validato per Western blot ed ELISA in umano e ratto. Questo trasportatore a cassetta legante ATP importa anioni organici e media l'efflusso di colesterolo, rendendo l'anticorpo adatto per la ricerca sul trasporto di farmaci e sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Specifica                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | ABCA8 Rabbit pAb                                                                                                                                     |
| Note/Alias            | ABCA8                                                                                                                                                |
| Specie                | Umano                                                                                                                                                |
| GeneID (umano)        | 10351                                                                                                                                                |
| GeneID                | 10351                                                                                                                                                |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 425-495 di ABCA8 umano (NP_009099.1). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                                             |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                                                |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                                            |
| Reattività Incrociata | Umano, Ratto                                                                                                                                         |
| SWISS                 | O94911                                                                                                                                               |
| Peso Proteico         | 184kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                                |