

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Abca8A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8K442

Numero articolo: CM0021678

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ABCA8A murino, adatto per Western blot, immunoistochimica ed ELISA. Reagisce anche con proteine umane e di ratto. Utile per gli studi sull'efflusso del colesterolo e sulla regolazione delle HDL.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ABCA8A pAb di coniglio
Specie	Topo
ID del gene (topo)	217258
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 690-828 di ABCA8A murino (NP_694785.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8K442
Peso della proteina	184 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante