


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Abcb11 Per If/Icc Ed Elisa - O95342

Numero articolo: CM0018732



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro l'ABCB11 umano (BSEP), validato per IF/ICC, ELISA. Rileva topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla pompa di esportazione dei sali biliari, studi sul trasporto epatico e indagini sulla colestasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ABCB11 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BSEP; PGY4; SPGP; ABC16; BRIC2; PFIC2; PFIC-2; ABCB11
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8647
GeneID	8647
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1050-1150 dell'ABCB11 umano (NP_003733.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	O95342
Peso proteico	146kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio