


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Abcb11 Per Wb, If/Icc, Elisa - O95342

Numero articolo: CM0027707



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro ABCB11 (BSEP), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per studi sul trasporto dei sali biliari e la colestasi intraepatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ABCB11 Rabbit pAb
Note/Alias	BSEP; PGY4; SPGP; ABC16; BRIC2; PFIC2; PFIC-2; ABCB11
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8647
Gene ID	8647
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1050-1150 dell'ABCB11 umano (NP_003733.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95342
Peso proteico	146kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio