


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Abcb7 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75027

Numero articolo: CM0015236



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ABCB7 umano, convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo e ratto. Ideale per studi sul trasporto mitocondriale di cluster ferro-zolfo e sulla biosintesi dell'eme.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ABCB7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ABCB7; ASAT; Atm1p; EST140535; ABCB7
Specie	Umano
Gene ID	22
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 503-753 di ABCB7 umano (NP_004290.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O75027
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio