

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Abcb8 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nut2

Numero articolo: CM0030529



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro ABCB8 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Mirare alla subunità di legame dell'ATP del canale del potassio mitocondriale coinvolta nel trasporto del ferro e nella funzione cardiaca. Reagisce incrociato con topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ABCB8 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MABC1; M-ABC1; MITOSUR; EST328128; ABCB8
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	11194
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 469-718 di ABCB8 umano (NP_009119.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NUT2
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio