

Anticorpo Policlonale Anti-Abcc5 Di Coniglio Per Wb, Elisa - O15440

Numero articolo: CM0025210



introduzione

ABCC5 Rabbit pAb convalidato per WB, ELISA. Rileva ABCC5 (MRP5) umano, di topo, di ratto. Immunogeno ricombinante (aa 1-179). Per la ricerca sul trasporto e la resistenza ai farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ABCC5 pAb di coniglio
Note/Alias	MRP5; SMRP; ABC33; MOATC; MOAT-C; pABC11; EST277145; ABCC5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10057
GeneID	10057
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-179 di ABCC5 umano (NP_005679.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O15440
Peso proteico	161 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio