

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Abcc5/Mrp5 Per If-P Ed Elisa - O15440

Numero articolo: CM0025839



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'ABCC5/MRP5 umano, validato per applicazioni IF-P ed ELISA. MRP5 è un trasportatore ATP-dipendente implicato nella resistenza ai farmaci e nell'efflusso di metaboliti. Adatto per la ricerca in oncologia e farmacologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	ABCC5/MRP5 Rabbit pAb
Note/Alias	MRP5; SMRP; ABC33; MOATC; MOAT-C; pABC11; EST277145
Specie	Umana
GeneID	10057
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1101-1200 dell'ABCC5/MRP5 umano (NP_005679.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O15440
Peso proteico	161kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio