

Anti-Abcc6 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Elisa - 095255

Numero articolo: CM0027206



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'ABCC6 umano, adatto per WB ed ELISA. Mostra reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio dei trasportatori ABC, della resistenza ai farmaci e della pseudoxantoma elastico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ABCC6 Rabbit pAb
Note/Alias	ARA; PXE; MLP1; MRP6; PXE1; URG7; ABC34; GAC12; MOATE; MOAT-E; EST349056; ABCC6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	368
GeneID	368
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 830-940 dell'ABCC6 umano (NP_001162.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	095255
Peso Proteico	165kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio