


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Abcd1 / Ald Per Wb, Elisa - P33897

Numero articolo: CM0007568



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit ricombinante contro ABCD1/ALDP (aminoacidi 650-745). Adatto per Western blot e ELISA; reagisce in modo crociato con essere umano e topo. ABCD1 è un trasportatore VLCFA dipendente dall'ATP fondamentale per il metabolismo degli acidi grassi perossisomali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ABCD1 / ALD Rabbit mAb
Note/Alias	ALD; AMN; ALDP; ABC42; ABCD1 / ALD
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	215
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 650-745 di ABCD1 / ALD umano (NP_000024.2))
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P33897
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio