


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Abcd1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P33897

Numero articolo: CM0013027



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'ABCD1 (ALDP) umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva l'ABCD1 umano e murino; adatto per la ricerca sul trasporto perossisomale e l'adrenoleucodistrofia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ABCD1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	ALD; AMN; ALDP; ABC42; ABCD1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	215
ID gene	215
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 340-500 dell'ABCD1 umano (NP_000024.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P33897
Peso proteico	83 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio