


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Abce1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P61221

Numero articolo: CM0006184



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ABCE1 per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con l'essere umano, il topo. Miraggio al riciclaggio dei ribosomi e all'inibizione della RNasi L; ideale per la ricerca sulla traduzione e antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ABCE1 mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	RLI; OABP; RLI1; ABC38; RNS4I; RNASEL1; RNASELI; ABCE1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6059
ID Gene	6059
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 500-599 dell'ABCE1 umano (NP_002931.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo
SWISS	P61221
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio