


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Abce1 Per Wb Ed Elisa - P61221

Numero articolo: CM0025758



introduzione

L'Anticorpo Policlonale di Coniglio ABCE1 (P61221) rileva l'ABCE1 umano e murino, un fattore di riciclo dei ribosomi e inibitore della RNasi L. Adatto per applicazioni WB ed ELISA. Ideale per studiare la traduzione, il controllo dell'mRNA e le vie antivirali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio ABCE1
Note/Alias	RLI; OABP; RLI1; ABC38; RNS4I; RNASEL1; RNASEL; ABCE1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6059
ID Gene	6059
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 320-599 dell'ABCE1 umano (NP_002931.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P61221
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio