


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Abcf1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ne71

Numero articolo: CM0003418



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Anti-ABCF1 di alta qualità validato per WB, IHC-P ed ELISA. Mirato a ABCF1/ABC50 umano, un fattore di inizio della traduzione e una proteina legante l'ATP. Ideale per applicazioni di ricerca e diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ABCF1 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	ABC27; ABC50; ABCF1
Specie	Umano
Gene ID	23
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 746-845 dell'ABCF1 umano (Q8NE71).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q8NE71
Peso Proteico	96kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio