

Anticorpo Policlonale Anti-Abcf2 Per Wb - Q9Ug63

Numero articolo: CM0030313

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro ABCF2 (SWISS: Q9UG63), convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo. Ideale per la ricerca sui trasportatori ABC e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ABCF2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ABC28; HUSSY18; HUSSY-18; EST133090; ABCF2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10061
GeneID	10061
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 dell'ABCF2 umano (NP_005683.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9UG63
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio