

Anticorpo Monoclonale Anti-Abcg1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P45844

Numero articolo: CM0003002



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ABCG1 validato per WB ed ELISA, riconosce ABCG1 umano, murino e di ratto. Progettato per studi sull'efflusso di colesterolo e il trasporto lipidico nei macrofagi e in altri tessuti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ABCG1 Rabbit mAb
Note/Alias	ABC8; WHITE1; ABCG1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9619
GeneID	9619
Immunogeno	Peptide Sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P45844
Peso Proteico	76kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio