

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Abcg1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45844

Numero articolo: CM0030897



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ABCG1 umano, validato per Western blot, immunofluorescenza, IHC ed ELISA. Rileva ABCG1 in campioni umani, di topo e ratto, utile per studi sull'efflusso di colesterolo/fosfolipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ABCG1 Rabbit pAb
Note/Alias	ABC8; WHITE1; ABCG1
Specie	Umana
Gene ID (Umano)	9619
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 6-120 di ABCG1 umano (NP_004906.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P45844
Peso Proteico	76kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio