


Anticorpo Policlonale Anti-Abcg2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Unq0

Numero articolo: CM0029398



introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'ABCG2 (BCRP) umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Questo trasportatore multimediale da 72 kDa svolge un ruolo chiave nella resistenza ai farmaci e nell'efflusso dei metaboliti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ABCG2 Rabbit pAb
Note/Alias	MRX; MXR; ABCP; BCRP; BMDP; MXR1; ABC15; BCRP1; CD338; GOUT1; MXR-1; CDw338; CDw388; UAQTL1; EST157481; ABCG2
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	9429
ID Gene	9429
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 dell'ABCG2 umano (NP_004818.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UNQ0
Peso Proteico	72kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio