


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Abcg2 Per Wb, Elisa - Q9Unq0

Numero articolo: CM0003790



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il trasportatore umano ABCG2, validato per applicazioni Western blot e ELISA. Ideale per lo studio della resistenza a più farmaci, la funzione dei trasportatori ABC e l'espressione di biomarcatori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ABCG2 Rabbit mAb
Note / Alias	MRX; MXR; ABCP; BCRP; BMDP; MXR1; ABC15; BCRP1; CD338; GOUT1; MXR-1; CDw338; CDw388; UAQTL1; EST157481; ABCG2
Specie	Uomo
Gene ID	9429
Immunogeno	Peptide sintetico, peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di ABCG2 umano (Q9UNQ0)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q9UNQ0
Peso proteico	72 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio