


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Abcg2 Per Wb, If-P, Elisa - Q9Unq0

Numero articolo: CM0004758



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-ABCG2 (Q9UNQ0) di alta qualità convalidato per WB, IF-P, ELISA in Umano, Mouse. Ideale per lo studio della resistenza ai farmaci, del trasporto degli urati e della biologia delle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ABCG2 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	MRX; MXR; ABCP; BCRP; BMDP; MXR1; ABC15; BCRP1; CD338; GOUT1; MXR-1; CDw338; CDw388; UAQTL1; EST157481
Specie	Umano
GeneID (umano)	9429
GeneID	9429
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 101-200 dell'ABCG2 umano (NP_004818.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9UNQ0
Peso Proteico	68kDa/72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio