


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Abcg8 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H221

Numero articolo: CM0019794



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ABCG8 validato per WB, IF/ICC, ELISA in campioni umani e di ratto. Riconosce la sterolina-2, un trasportatore chiave degli steroli coinvolto nell'assorbimento del colesterolo alimentare e nell'escrezione biliare. Adatto per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ABCG8 pAb di coniglio
Note/Alias	GBD4; STSL; STSL1; ABCG8
Specie	Umano
ID del gene (umano)	64241
ID del gene	64241
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-320 di ABCG8 umano (NP_071882.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	Q9H221
Peso della proteina	76 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante