

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Abf3 (Arabidopsis Thaliana) - Wb, Elisa - Abf3

Numero articolo: CM0023729

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ABF3 (fattore di legame agli elementi responsivi all'acido abscissico 3) di Arabidopsis thaliana. Convalidato per applicazioni di Western blot ed ELISA. L'immunogeno ricombinante copre gli amminoacidi 260-360. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dello stress nelle piante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ABF3 Rabbit pAb
Note/Alias	fattore di legame agli elementi responsivi all'acido abscissico 3; AtABF3; DC3 PROMOTER-BINDING FACTOR 5; DPBF5; F17I5.200; ABF3
Specie	Arabidopsis thaliana
ID Gene	829547
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 260-360 di Arabidopsis thaliana ABF3 (NP_567949.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Arabidopsis thaliana
Spedizione	Sacca di ghiaccio