

Anticorpo Policlonale Anti-Abhd4 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tb40

Numero articolo: CM0018988

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ABHD4 umano (proteina con dominio idrolasi alfa/beta 4), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della N-acilfosfatidiletanolamina lipasi e della biosintesi degli endocannabinoidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ABHD4 Rabbit pAb
Note/Alias	ABH4; ABHD4
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	63874
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 223-342 di ABHD4 umano (NP_071343.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8TB40
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio