

Anticorpo Monoclonale Anti-Abhd5 Per Wb, Elisa - Q8Wts1

Numero articolo: CM0009157

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro ABHD5 umano (CGI-58), adatto per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce anche con il ratto. Utile per lo studio della biologia delle goccioline lipidiche, della biosintesi dell'acido fosfatidico e del metabolismo dei triacilgliceroli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ABHD5 Rabbit mAb
Note/Alias	CGI58; IECN2; NCIE2; ABHD5
Specie	Umano
GeneID (umano)	51099
GeneID	51099
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di ABHD5 umano (Q8WTS1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	Q8WTS1
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante