

Mab Anti-Abhd6 Di Coniglio Per Wb, If-F, Ihc-P, Elisa - Q8R2Y0

Numero articolo: CM0011305

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante contro Abhd6 validato per KO, adatto per WB, IF-F, IHC-P, ELISA. Rileva ABHD6 in umano, topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo lipidico e sulla segnalazione endocannabinoide.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb anti-Abhd6 di coniglio [validato per KO]
Note/Altri nomi	AA673485; AV065425; 0610041D24Rik; ABHD6
Specie	Topo
ID gene (Umano)	57406
ID gene	66082
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 119-315 di Abhd6 di topo (NP_001317993.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-F, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8R2Y0
Peso proteico	38 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio