


Anticorpo Policlonale Anti-Abi1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Izp0

Numero articolo: CM0021121



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio purificato per affinità che targeting umano ABI1 (Abi-1, E3B1) per WB, IHC-P, ELISA. Rileva l'ABI1 endogeno in campioni umani, murini e di ratto—adatto per studi sulla segnalazione cellulare, la dinamica del citoscheletro e lo neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ABI1 Rabbit pAb
Note/Alias	E3B1; ABI-1; ABLBP4; NAP1BP; SSH3BP; SSH3BP1; ABI1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10006
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-230 dell'ABI1 umano (NP_001012770)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8IZP0
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio