

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Abi3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P2A4

Numero articolo: CM0006602

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia l'ABI3 umano (NESH/SSH3BP3), adatto per Western blot, immunoistochimica (paraffina) e ELISA. Rileva l'ABI3 di uomo, topo e ratto con un peso molecolare previsto di 39 kDa. Ideale per studi sulle metastasi tumorali e sulla motilità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ABI3 Rabbit mAb
Note / Alias	NESH; SSH3BP3; ABI3
Specie	Uomo
GeneID (umano)	51225
GeneID	51225
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli aa. 197-366 dell'ABI3 umano (NP_057512.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9P2A4
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio