

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Abi4 Per Wb Ed Elisa - A0Mes8

Numero articolo: CM0019171

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ABI4 di Arabidopsis thaliana, un fattore di trascrizione responsivo all'etilene coinvolto nella segnalazione dell'ABA, nelle risposte allo stress e nello sviluppo. Validato per WB ed ELISA, ideale per la ricerca in biologia vegetale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | ABI4 Rabbit pAb                                                                                                                                                                                                         |
| Note/Alias          | ABA INSENSITIVE 4; ABSCISIC ACID-INSENSITIVE PROTEIN 4; ATABI4; GIN6; GLUCOSE INSENSITIVE 6; IMPAIRED SUCROSE INDUCTION 3; ISI3; SALOBRENO 5; SAN5; SIS5; SUCROSE UNCOUPLED 6; SUGAR-INSENSITIVE 5; SUN6; T7M7.16; ABI4 |
| Specie              | Arabidopsis thaliana                                                                                                                                                                                                    |
| GeneID (umano)      | 64116                                                                                                                                                                                                                   |
| GeneID              | 818614                                                                                                                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di ABI4 di Arabidopsis thaliana (NP_181551.1)                                                                                        |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                                                                                   |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                                                                                               |
| Reattività crociata | Arabidopsis thaliana                                                                                                                                                                                                    |
| SWISS               | A0MES8                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso della proteina | 36 kDa                                                                                                                                                                                                                  |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                                                                                                      |