


Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Abl2 Per Wb, Elisa - P42684

Numero articolo: CM0002145



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato all'ABL2 umano (ARG) per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con il ratto. Convalidato per la ricerca sul rimodellamento del citoscheletro e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ABL2 Rabbit mAb
Note/Alias	ARG; ABLL; ABL2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27
GeneID	27
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 500-600 dell'ABL2 umano (P42684).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P42684
Peso proteico	128kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio