

Anticorpo Policlonale Anti-Ablim2 Coniglio Per Wb, Elisa - Q6H8Q1

Numero articolo: CM0021795



introduzione

Anticorpo policlonale anti-ABLIM2 coniglio di alta qualità convalidato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sul muscolo scheletrico e il rilevamento della proteina LIM 2 legante l'actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ABLIM2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ABLIM2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	84448
GenelD	84448
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q6H8Q1
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio