


Anticorpo Policlonale Anti-Ablim3 Per Wb E Elisa - 094929

Numero articolo: CM0020395



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega all'ABLIM3 umano, una proteina impalcatura LIM legante l'actina. Applicazioni: WB, ELISA. Reazione crociata con topo, ratto. Ideale per la ricerca cardiaca e cerebrale. Offerto da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ABLIM3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HMFN1661; ABLIM3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	22885
Gene ID	22885
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 350-520 dell'ABLIM3 umano (NP_001287957.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	094929
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio