

## Anticorpo Policlonale Anti-Abr Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q12979

Numero articolo: CM0022161

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ABR umano (Active breakpoint cluster region-related protein). Validato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione GTPasi e la ricerca neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | ABR Rabbit pAb                                                                                                                           |
| Note/Alias          | MDB; ABR                                                                                                                                 |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                     |
| GeneID              | 29                                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'aminoacido 200 e l'estremità C-terminale di ABR umano (NP_001243776.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                    |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Reattività crociata | Topo, Ratto                                                                                                                              |
| SWISS               | Q12979                                                                                                                                   |
| Peso proteico       | 98kDa                                                                                                                                    |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                    |